

Требования к оттиску

Рекомендации по оттискам

Рекомендуем использовать безусадочные, способные к длительной транспортировке и хранению поливинилсилоксановые слепочные массы группы А и полиэфирные. Их минимальная усадка по истечении длительного времени позволяет получать высокоточные и качественные мастер-модели. Для коронок и конструкций на имплантатах лучше применять полиэфирные массы типа Impregium Penta soft. Слепочная масса для снятия оттисков под бюгельный протез должна быть средней текучести и твердости, чтобы получить декомпрессионный, разгруженный слепок. Желательно применять индивидуальные ложки. Применяемые оттискные ложки для силиконовых масс мелкоперфорированные или неперфорированные с ретенционной окантовкой по верхнему внутреннему краю с высоким удерживающим бортом, обработанные адгезионным лаком.

Для изготовления качественной и полноценной мастер-модели необходим слепок, отвечающий следующим требованиям:

1. Полный и четкий оттиск всех твердых и мягких тканей
2. Наличие четкой, полностью проснятой границы одонтопрепарирования твердых тканей зуба.
3. Высота краев слепка по направлению к переходным складкам от десневого контура не менее 6-8мм. по всему периметру оттиска
4. Отсутствие участков продавленной слепочной массы до дна или бортов оттискной ложки.
5. Отсутствие разрывов слепочной массы, отрывов или неплотного прилегания ее к бортам или дну оттискной ложки.
6. Отсутствие пор, оттяжек, непроснятых участков и посторонних включений в оттиске и слепочной массе соответственно.

Дополнительные рекомендации к оттискам под бюгельные протезы

При снятии слепка с первичной коронкой или коронками с первой частью замка должна отсутствовать слепочная масса на уступе или внутри коронки. Наличие слепочной массы говорит о неполной или неправильной посадке коронок в полости рта на культиях зубов, что повлечет за собой невозможность или неточность посадки вторичных конструкций в полости рта.

Оттиск под дугу и базис бюгельного протеза должен соответствовать следующим требованиям:

Четко и полностью просняты:

а) на верхней челюсти:

Границы переходной складки, альвеолярные бугры верхней челюсти, свод твердого неба, уздечки губ и щек и граница по линии А.

б) На нижней челюсти:

Границы переходной складки как с щечной стороны так и челюстноподъязычной линий, уздечки губ, щек и языка, альвеолярные бугры нижней челюсти.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «СМ-СТОМАТОЛОГИЯ»	ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор _____ Чернышова Н. Ю.	